

スマートフォンに取付けて使用する簡便なスリットランプです。
スマートフォンの画面に映し出された観察像を動画や静止画として記録することができます。




※スマートフォンの種類によっては装着できない場合や機能が制限されることがあります。※スリット光の幅と照射角は調節できません。

仕様

製品構成：ケース、レンズ付きホルダー、スリット光照明装置、青色光照明装置、蛍光フィルター、安定スティック、リチウム電池 CR2×2本、位置合わせガイド

レンズ：光学ガラスレンズ
撮影倍率：3.5倍
撮影距離：50mm
照射角：撮影レンズに対して45°
光源：LED
本体寸法：111mm×66mm×38.5mm
重量：93g(スリット装着時)
電源電圧：DC3V(リチウム電池CR2×1本)
連続照明時間：約10時間
医療機器認証番号：13B2X00180000078
製造元：株式会社 井澤



※スマートフォン装着例