

OCULUS

BIOM® Optic Set

硝子体手術用広角観察システムBIOM用 ディスポーザブルレンズセット

特長

- > 眼底を最大130度の広視野で観察できる滅菌済み単回使用レンズセットです
- > 周辺部まで高精細で明瞭に観察できます
- > 開封が容易な滅菌済みブリストアパックで梱包されています
- > 滅菌の必要がないため、手術室の利用効率向上が期待できます



- > OCULUS社のBIOM 3/ 4/ 5に対応し、手術用顕微鏡の焦点距離に合わせて、3種類のセットをご用意しています

現行製品		Optic Set		
モデル	焦点距離	HD Professional f = 175 mm	HD Professional f = 200 mm	HD Flex
BIOM 3m/ 3c BIOM 4m/ 4c BIOM 5m/ 5c	f=175	○	—	—
	f=200	—	—	○
BIOM 3ml/ 3cl BIOM 4ml/ 4cl BIOM 5ml/ 5cl	f=175	—	—	—
	f=200	—	○	—

※ 顕微鏡によっては一部非対応モデルがあります。

主な仕様

【寸法・質量】

- > リダクションレンズ:
Ø 53.5 × H10 mm, 約8.1 g
- > フロントレンズ:
Ø 20.2 × D43.7 × H21.5 mm, 約3.2 g

【包装】

12個/箱



- > 本仕様およびデザインは改良のため、予告なしに変更することがあります。
- > カタログの記載内容: 2014年9月現在

中央産業貿易株式会社

<http://www.chuosangio.co.jp/>

本社	〒662-0977 兵庫県西宮市神楽町4-7	Tel.0798-26-7889	Fax.0798-26-7858
東京営業所	〒110-0005 東京都台東区上野1-10-8	Tel.03-5812-0825	Fax.03-5812-0824
名古屋営業所	〒456-0021 愛知県名古屋市中区熱田区夜寒町4-10	Tel.052-682-5355	Fax.052-682-7277
福岡出張所	〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚8-1-67	Tel.092-624-7744	Fax.092-624-7755

販売名 オクルス 顕微鏡付属品
届出番号 28B1X10003000083
製造業者 OCULUS Optikgeräte GmbH