

車椅子対応電動光学台

CT-600W



車椅子対応電動光学台 CT-600W

— 車椅子のまま、快適に検査を受けられるデザイン —

被検者が無理なく検査機器に近づける **4** つの工夫

1 天板の形状

車椅子の幅に合わせた切り欠きがあり、車椅子肘置きと天板との干渉を避け、より車椅子を検査機器に近づけることができます。



3 ベース部の位置

検者側に50mmオフセットしており、車椅子の前輪(キャスト)をより深くまで近づけることが可能です。

従来品
(CT-300/CT-100)

CT-600W



Point

負担の少ない体勢での検査が可能です

2 天板の高さ

昇降ストロークが従来品よりも45mm長く、より幅広い被検者に対してご利用頂けます。

4 脚部の高さ

脚部の高さが低く、車椅子の足置き(フットサポート)との干渉を避け、より車椅子を検査機器に近づけることができます。



挟み込みを防止する安全機構付き

被検者の膝や指が挟み込まれないよう、ストッパーによる安全機構が付いています。



ケーブル収納可能な3口電源出力

ケーブルをすっきりと収納できるスペースを確保した、複数の器機に対応する3口電源出力を標準装備しています。

主な仕様

設置面積	680 (W) × 450 (D) mm
天板高さ	605 ~ 850 mm (ストローク245 mm)
重量	31.1 kg
電源出力	3口 / 合計容量600W
消費電力	150W (定格負荷における昇降時)

* 本製品は、光学台駆動部、天板、挟み込み防止ストッパーを含みます。
* 仕様・外観等は予告なしに変更する場合があります。



販売元

株式会社 トーマコーポレーション

〒451-0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号
TEL (052) 581-5321 FAX (052) 581-5626
URL <http://www.tomey.co.jp>

ご用命は