



Twin Duty Cycle Cutter

+ Continuous high speed +
&
+ high duty cycle (92%) +



従来の硝子体カッターの内筒に更にポートを作成し、1アクションで2カットを実現しました。
カットレートを上げてても、吸引量は一定に保たれます。



AU-6268NMD04S
ディスポ TDC 硝子体カッター6000
27G(0.4mm) 6本入



AU-6268NMD05S
ディスポ TDC 硝子体カッター6000
25G(0.5mm) 6本入



AU-6268NMD06S
ディスポ TDC 硝子体カッター6000
23G(0.6mm) 6本入


※表紙のカッターカバーは、今後に付属する予定です。

UltraSpeed Transformer

TDC カッターは UST(ウルTRASピードトランスフォーマー)に
接続して使用します。

最大カットレート 6000cpm

AU-1265UST
ウルTRASピード トランスフォーマー
認証番号: 225AGBZX00053000



日本総代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社: 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所: 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台2-128 パティナー社台
福岡営業所: 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222
TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483
TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956
TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

DORC

オランダドルク社

眼内レーザープローブ



LASER PROBES

DORC ディスポーザブル 眼内レーザープローブ



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

承認番号:22600BZX00121000

DORC社のディスポ眼内レーザープローブは、
4種類のゲージ(27G、25G、23G、20G)に対応しています。

品 名	形状	サイズ			
		20G	23G	25G	27G
ディスポ 眼内レーザープローブ 	直	●	●	●	
	曲	●			
	テーパー 曲		●		★
ディスポ ディレクショナル 眼内レーザープローブ 	ディレクショナル	●	●	●	
ディスポ 照明付き 眼内レーザープローブ 	直	●			
	曲	●			
	テーパー 曲		★		

眼内レーザープローブ

27G、25G、23Gの極小切開硝子体手術(MIVS)に対応した眼内レーザープローブ

直



AU-7011ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ 直
SMA対応型 20G(0.9mm) 6本入



AU-7123ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ 直
SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入



AU-7025ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ 直
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入

曲



AU-7010ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ 曲
SMA対応型 20G(0.9mm) 6本入

テーパー 曲



AU-7511ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入

AU-7527ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 27G(0.4mm) 6本入

ディレクショナル 眼内レーザープローブ



眼内で先端を可動して使用するディレクショナル眼内レーザープローブ



AU-7220ALC-6
ディスポ ディレクショナル 眼内レーザープローブ
SMA対応型 20G(0.9mm) 6本入



AU-7223ALC-6
ディスポ ディレクショナル 眼内レーザープローブ
SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入

AU-7225ALC-6
ディスポ ディレクショナル 眼内レーザープローブ
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入

照明付き 眼内レーザープローブ



DORCの光源装置(LEDStar/BrightStar)に接続が可能な照明付き眼内レーザープローブ

直



AU-7411ALC-6
ディスポ 照明付き 眼内レーザープローブ 直
SMA対応型 20G(0.9mm) 6本入

曲



AU-7410ALC-6
ディスポ 照明付き 眼内レーザープローブ 曲
SMA対応型 20G(0.9mm) 6本入

テーパー 曲



AU-7510ALC-6
ディスポ 照明付き 眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入

●は併用機器 A・B に対応しています。

★は併用機器 A のみに対応しています。

	品 名	承認番号	最大出力
併用機器 A	アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
併用機器 B	ノーバスペクトラグリーンレーザー光凝固装置	22000BZX01636000	2300mW

※新型ハンドルへと移行途中のため、旧型ハンドルと混在する場合があります。




オランダ・ドルク社

Disposable High Myopic backflush instrument

with brush needle and active aspiration

ディスポ バックフラッシュニードル ブラッシュアスピレーション ロングシャフト



カタログ番号	商品名
AU-1281BTDH05	ディスポ バックフラッシュニードル ブラッシュアスピレーション ロングシャフト 25G (0.5mm) 5 本入
AU-1281BTDH06	ディスポ バックフラッシュニードル ブラッシュアスピレーション ロングシャフト 23G (0.6mm) 5 本入

- * 長眼軸に対応しました、バックフラッシュニードルです。
- * 通常の 32mm より 5mm 長くなっております。
- * 25G と 23G でブラッシュアスピレーションとなっております。