

TRC-NW400

無散瞳眼底カメラ

NEW

フルオート 眼底カメラ

熟練不要のかんたん撮影

- ≫ 指1本、2ステップで撮影完了
- ≫ 左右眼移動もワンタッチでスムーズ
- ≫ 省スペース対応・自由な設置レイアウト
- ≫ 鮮明で自然な色味の高画質眼底画像
- ≫ 低光量撮影 (4.0WS)



TOPCON
CONNECTING VISIONS

TRC-NW400

無散瞳眼底カメラ

かんたん操作

オート撮影の場合でも、マニュアル撮影の場合でも指1本で、かんたんに操作することができます。
また、左右眼の移動もワンタッチでスムーズに移動できます。

≫ フルオートの場合

アライメント・フォーカス・撮影を全て自動で行うので、検者は操作パネル上にある操作アイコンをタッチするだけで撮影を完了できます。

≫ マニュアルの場合

タッチパネル上で撮影位置、撮影位置、固視位置、光量などを任意に調整し*撮影できます。



設置レイアウト自由自在

可動式のタッチパネル操作モニターを採用により、検者はあらゆる方向から操作することができます。従来の対面位置はもちろん、患者さんの側面や背後からも操作することができ、設置する場所も壁際に設置できるなど、施設の状況に応じたレイアウトを可能にします。



多彩な運用形態

PC付きでの運用はもちろん、スタンドアロンでの運用でもかんたんにデータを保存できます。施設の状況に応じた運用が可能です。



(株)トプコン本社



(株)トプコン本社



(株)トプコン本社

CLASS 1 LED PRODUCT
(IEC60825-1:2001)

TOPCON.
CONNECTING VISIONS

販売名: 眼底カメラ TRC-NW400 医療機器認証番号: 第 225AABZX00210000 号

株式会社トプコンメディカルジャパン

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 7 5 - 1 TEL.(03)5915-1800
 営業本部 TEL.(03)5915-1803 札幌営業所 TEL.(011)207-3250 大阪営業所 TEL.(06)7670-0061
 システム部 TEL.(03)3558-3272 仙台営業所 TEL.(022)292-3009 広島営業所 TEL.(082)294-8971
 サービス部 TEL.(03)5915-1804 横浜営業所 TEL.(045)591-4471 松山営業所 TEL.(089)969-1427
 東京営業所 TEL.(03)6867-0123 名古屋営業所 TEL.(052)934-0761 福岡営業所 TEL.(092)483-3751

製造販売 株式会社トプコン 本社・アイケア国内営業グループ
 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL. (03)3558-2506
 ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

株式会社トプコンサービス
 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 75-1(株)トプコン内 TEL.(03)3965-5491