

TMI デラックス検眼レンズセット

高品質・高精度のダブルカーブレンズとメニスカスレンズを用意しています

フルアパーチャータイプですので実際の眼鏡に近い視野での測定が可能です

レンズを選びやすくするため、S+レンズの枠を金色にすることも可能です

キャビネット型検眼レンズセット



サイズ : 500(W) × 470(D) × 940(H)mm

TMI-96 40通、CYL:5.00、ダブルカーブ
TMI-M96 40通、CYL:5.00、メニスカス

スチールスタンド型検眼レンズセット



サイズ : 565(W) × 400(D) × 1,080(H)mm

TMI-95 35通、CYL:3.00、ダブルカーブ
TMI-M95 35通、CYL:3.00、メニスカス

鞆型検眼レンズセット



TMI-82 24通、CYL:2.00、ダブルカーブ
TMI-M82 24通、CYL:2.00、メニスカス
TMI-83 35通、CYL:3.00、ダブルカーブ
TMI-M83 35通、CYL:3.00、メニスカス
TMI-83 35通、CYL:5.00、ダブルカーブ
TMI-M83 35通、CYL:5.00、メニスカス
TMI-83 35通、CYL:6.00、ダブルカーブ

平箱型検眼レンズセット



TMI-80 35通、CYL:3.00、ダブルカーブ
TMI-M80 35通、CYL:3.00、メニスカス
TMI-84 35通、CYL:5.00、ダブルカーブ
TMI-M84 35通、CYL:5.00、メニスカス
TMI-84 35通、CYL:6.00、ダブルカーブ

検眼レンズ構成一覧表

		W、メス加共通 35通 CYL:3.00	W、メス加共通 35通 CYL:5.00	Wカーブのみ 35通 CYL:6.00	W、メス加共通 24通 CYL:2.00	W、メス加共通 40通 CYL:5.00	
レ ン ズ	球面(S)	20.00	2	2	2	2	
	球面(S)	18.00	2	2	2	2	
	球面(S)	16.00	2	2	2	2	
	球面(S)	14.00	2	2	2	2	
	球面(S)	13.00	2	2	2	2	
	球面(S)	12.00	2	2	2	2	
	球面(S)	11.00	2	2	2	2	
	球面(S)	10.00	2	2	2	2	
	球面(S)	9.00	2	2	2	2	
	球面(S)	8.00	2	2	2	2	
	球面(S)	7.00	2	2	2	2	
	球面(S)	6.50	2	2	2	2	
	球面(S)	6.00	2	2	2	2	
	球面(S)	5.75	2	2	2	2	
	球面(S)	5.50	2	2	2	2	
	球面(S)	5.25	2	2	2	2	
	球面(S)	5.00	2	2	2	2	
	球面(S)	4.75	2	2	2	2	
	球面(S)	4.50	2	2	2	2	
	球面(S)	4.25	2	2	2	2	
	球面(S)	4.00	2	2	2	2	
	球面(S)	3.75	2	2	2	2	
	球面(S)	3.50	2	2	2	2	
	球面(S)	3.25	2	2	2	2	
	球面(S)	3.00	2	2	2	2	
	球面(S)	2.75	2	2	2	2	
	球面(S)	2.50	2	2	2	2	
	球面(S)	2.25	2	2	2	2	
	球面(S)	2.00	2	2	2	2	
	球面(S)	1.75	2	2	2	2	
	球面(S)	1.50	2	2	2	2	
	球面(S)	1.25	2	2	2	2	
	球面(S)	1.00	2	2	2	2	
	球面(S)	0.87	2	2	2	2	
	球面(S)	0.75	2	2	2	2	
	球面(S)	0.62	2	2	2	2	
	球面(S)	0.50	2	2	2	2	
	球面(S)	0.37	2	2	2	2	
	球面(S)	0.25	2	2	2	2	
	球面(S)	0.12	2	2	2	2	
	凹柱(C)	6.00	2	2	2	2	2
	凹柱(C)	5.50	2	2	2	2	2
	凹柱(C)	5.00	2	2	2	2	2
	凹柱(C)	4.50	2	2	2	2	2
	凹柱(C)	4.00	2	2	2	2	2
	凹柱(C)	3.50	2	2	2	2	2
	凹柱(C)	3.00	2	2	2	2	2
	凹柱(C)	2.50	2	2	2	2	2
凹柱(C)	2.25	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	2.00	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	1.75	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	1.50	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	1.25	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	1.00	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	0.75	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	0.50	2	2	2	2	2	
凹柱(C)	0.25	2	2	2	2	2	
ア ク セ サ リ	プリズム	6	1	1	1	1	
	プリズム	4	1	1	1	1	
	プリズム	3	1	1	1	1	
	プリズム	2	1	1	1	1	
	プリズム	1	1	1	1	1	
	プリズム	0.5	2	2	2	2	
	色板	赤	1	1	1	1	1
	色板	青	1	1	1	1	1
	色板	緑	1	1	1	1	1
	色板	茶	1	1	1	1	1
	ビノール	0.5	1	1	1	1	1
	ビノール	1.00	1	1	1	1	1
スリット	0.5	1	1	1	1	1	
スリット	1	1	1	1	1	1	
	無孔板	1	1	1	1	1	
	0.00	2	2	2	2	2	

※ 枠内の数字は、レンズの枚数です

(医療用具製造業許可番号 11BZ0500)



株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座1丁目2番10号

TEL : 048-481-2501

FAX : 048-481-9913

E-mail : info@tmi-st.com

URL : http://www.tmi-st.com