

Canon

フルオート非接触眼圧計

# TX-20P

Full Auto Tonometer

医療機器承認番号：22400BZX00043000



ワンタッチでスピーディーな測定を実現

フルオート非接触眼圧計  
&  
角膜厚測定

眼圧測定と角膜厚測定をワンタッチで同時測定。

フルオート左右眼連続測定機能がさらに進化しました。

世界に先駆けて左右両眼眼圧測定のリフルオート化を実現したキヤノンから、機能と操作性がさらに向上した非接触眼圧計が誕生しました。コンパクトなボディに、眼圧・角膜厚同時測定などの新機能を搭載。チルト式カラーLCDモニターの採用など使いやすさにも配慮しています。衛生的で検者にも被検者にも優しい、キヤノンのフルオート非接触眼圧計はさらに進化を続けます。

FULL AUTO



Right

PRINT

START



# TX-20P

Full Auto Tonometer



#### ■1台で眼圧・角膜厚測定が可能

眼圧測定に加え、スリット光を用いた中心角膜厚測定機能を搭載しています。角膜厚測定結果から角膜厚検出ラインを表示。レーシックなどで角膜の薄くなった被検者の眼圧過小評価を回避できます。

#### ■3次元オートアライメント

フルオートモードでは測定ボタンを1回押すだけで左右両眼の眼圧・角膜厚測定から、測定結果の自動プリントアウトまで、簡単にそしてスピーディーに行うことができます。測定モードはフルオートの他、オート、マニュアルを選択可能です。

#### ■快適さを追求した新デザイン

フルオートと、シンプルでわかりやすい操作部により、操作が初めての方でもスムーズな測定が可能です。また、検者が立位などでも見やすいチルト式カラーLCDモニターにより、ストレスなく検査が行えます。

#### ■小型・軽量、省電力化

本体重量は15kgと、大幅に軽量化しました。さらに、最大左右動域が小さく、省スペース化にも貢献。合わせて、省電力化も実現しています。



## 主な仕様

形式	非接触型
ノンコンタクトトノメーター	
測定範囲	0~60mmHg (30/60mmHg自動切換) 単位mmHg/hPa
測定単位	1mmHg
固視灯	内部固視灯/外部固視灯
ノンコンタクトパキメーター	
測定範囲	400~1300μm
測定単位	10μm
測定モード	フルオート/オート/マニュアル
	フルオート/オート:30オートアライメント
作動距離	11mm (ノズル前面より)
データ入出力	入力: USB
	出力: LAN/RS232C
ディスプレイ	5.7インチカラーLCDモニター
プリンター	オートカッター機能付き内蔵型サーマルラインプリンター
電源	AC100・240V 50/60Hz 0.8-0.4A
消費電力	約80VA
作動範囲	前後40mm 左右90mm 上下30mm 顎受け上下60mm
外観寸法	260mm×490mm×500mm
質量	15kg
一般的名称	眼圧計 (JMDNコード: 16809000)
販売名	フルオート非接触眼圧計 TX-20P
クラス分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器

## TX-20P 基本構成

TX-20P本体
ノズルキャップ
顎受け紙 (100枚)
記録紙
電源ケーブル
ダストカバー
フェライトコア

## オプション

顎受け紙 (500枚)  
電動光学台

\*仕様、外観等は予告なく変更する場合があります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



◎キヤノン 医療機器 ホームページ

**canon.jp/medical**

製造販売元:キヤノン株式会社 〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

### ■お問い合わせ先

キヤノンライフケアソリューションズ株式会社 営業推進統括本部  
〒566-0812 摂津市庄屋1丁目14番12号 (06) 6342-7009  
〒118-0034 東京都文京区湯島2丁目17番4号 (03) 3814-8229  
札幌(011)736-0010・仙台(022)230-3921・新潟(025)243-6381・さいたま(048)663-2221・船橋(03)3814-7851  
浜松(053)3814-7850・伊東(045)476-2891・中野(052)531-0211・金沢(076)237-7511・横浜(075)691-5101  
名古屋(06)8382-3721・京都(06)5982-8701・神戸(078)651-4301・岡山(086)232-6721・広島(082)232-1341  
九州(092)472-0241・鹿児島(099)2-663141  
本社/〒540-0011 大阪市中央区美土町1丁目1番22号 大江ビル9階 (06) 6942-4901(代)

●お求めは信用のある当店で

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

2012年8月現在

0812SZ1